



I N T E R K E R Á M Kft

H-6000 Kecskemét, Parasztfőiskola u. 12 – 16

Magyarország, Tel./Fax: +36 76 481 658

E-mail: info@interkeram.hu

Web: www.interkeram.hu

Obojene poluporcelanske mase - šlikeri za livenje

Tip mase: Poluporcelanska masa za livenje

Temperatura žarenja: 1200 - 1220 °C

Boja: Bela, svetlo ružičasta ("bebina glava"), svetlo siva, pesak, žuta, oker žuta, braon, svetlo zelena, svetlo plava, zelena, plava, crvena, pink i crna

Osobine šlikera za livenje:

Litarska težina: 1,65 - 1,67 (kg/l)

Isticanje šlikera (na sobnoj temperaturi, prečnik otvora za isticanje 4 mm):
40 - 60 sec.

Debljina zida posle 10 minuta upijanja-usisavanja: 3 - 4 mm

Osobine crepa:

Ukupno skupljanje na 1200 °C: 15 - 17 %

Upijanje vode (nakon žarenja na 1200 °C): 0,1- 0,3 %